

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU AUTOKLAW PRESTIGE MEDICAL CLASSIC 2100 04



Parametr	Wartość
Model	Standard 2100 04
Pojemność [l]	12
Wysokość [mm]	420
Szerokość [mm]	340
Waga [kg]	6,26 kg
Średnica komory [mm]	210
Wysokość komory [mm]	270
Max. długość instrumentów [mm]	268
Maksymalna ładowność [kg]	4
Temperatura sterylizacji [°C]	126
Czas efektywnej sterylizacji [min]	11
Czas trwania całego cyklu [min]	22
Ciśnienie [bar]	1,4
Napięcie zasilania [V]	230
Moc [W]	1250
Częstotliwość [Hz]	50-60
Pokrywa z termometrem i manometrem	Tak
Koszyk	Tak
CE	Tak
Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji	Tak
Wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie	Tak
Krótką wymagana przerwa między cyklami (5 min)	Tak
Elektroniczny detektor wyłączania zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody	Tak
Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury	Tak
Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu	Tak
Gasket Offset Device zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem p nieprawidłowym załadunku	Tak
Szkolenie	Niewymagane
Gwarancja	12 miesięcy