

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU AUTOKLAW PRESTIGE MEDICAL CLASSIC 2100 48



Parametr	Wartość
Model	Standard 2100 48
Pojemność [l]	12
Wysokość [mm]	420
Szerokość [mm]	340
Waga [kg]	6,3
Średnica komory [mm]	210
Wysokość komory [mm]	270
Max. długość instrumentów [mm]	268
Maksymalna ładowność [kg]/[ml]	4 / 2 x 500 ml
Temperatura sterylizacji [°C]	121
Czas efektywnej sterylizacji [min]	28
Czas trwania całego cyklu [min]	70
Ciśnienie [bar]	1,05
Napięcie zasilania [V]	230
Moc [W]	1250
Częstotliwość [Hz]	50-60
Wejście na drukarkę	Tak
Pokrywa z termometrem i manometrem	Nie
Koszyk	Tak
CE	Tak
Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji	Tak
Wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie	Tak
Krótką wymagana przerwa między cyklami (5 min)	Tak
Elektroniczny detektor wyłączania zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody	Tak
Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury	Tak
Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia porywy w czasie trwania cyklu	Tak
Odblokowanie pokrywy po obniżeniu temperatury do 80°C	Tak
Gasket Offset Device zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem nieprawidłowym załadunku	Tak
Szkolenie	Niewymagane
Gwarancja	12 miesięcy