



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU AUTOKLAW PRESTIGE MEDICAL CLASSIC 2100 01

Parametr	Wartość
Model	Standard 2100 01
Pojemność [l]	9
Wysokość [mm]	335
Szerokość [mm]	340
Waga [kg]	5,35 kg
Średnica komory [mm]	210
Wysokość komory [mm]	230
Max. długość instrumentów [mm]	228
Maksymalna ładowność [kg]	3
Temperatura sterylizacji [°C]	126
Czas efektywnej sterylizacji [min]	11
Czas trwania całego cyklu [min]	22
Ciśnienie [bar]	1,4
Napięcie zasilania [V]	230
Moc [W]	1250
Częstotliwość [Hz]	50-60
Pokrywa z termometrem i manometrem	Tak
Koszyk	Tak
CE	Tak
Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji	Tak
Wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie	Tak
Krótką wymagana przerwa między cyklami (5 min)	Tak
Elektroniczny detektor wyłączenia zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody	Tak
Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury	Tak
Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu	Tak
Gasket Offset Device zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadunku	Tak
Szkolenie	Niewymagane
Gwarancja	12 miesięcy