

szafa chłodniczo-chłodnicza

# SLC / SLC 700

+2...+10 / +2...+10



Ekologiczny  
czynnik chłodniczy



System  
przeciwzmrożeniowy



Otwór  
walidacyjny



2 koła z hamulcem oraz  
2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi  
do poziomowania



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 60 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Drzwi prawe
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwzamrożeniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 4 półki powlekane z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Drzwi lewe
- Drzwi przeszkłone
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



## DODATKOWE USŁUGI:



Kwalifikacja  
Instalacyjna



Kwalifikacja  
Operacyjna



Kwalifikacja  
Procesu (działania)


LAUREAT KONKURSU



**Bolarus**  
since 1962

szafa chłodniczo-chłodnicza

# SLC / SLC 700



Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwmroźniowy



Otwór walidacyjny



2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania

## Dane techniczne

|                                         | Szer.                         | Gł.       | Wys.  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Wymiary zewnętrzne [mm]:                | 720                           | 872 (815) | 1994  |
| Wymiary wewnętrzne [mm]:                | 600x2                         | 650x2     | 690x2 |
| Typ agregatu:                           | wewnętrzny                    |           |       |
| Rodzaj chłodzenia:                      | dynamiczne                    |           |       |
| Pojemność brutto komory 1:              | 305 [dm <sup>3</sup> ]        |           |       |
| Pojemność brutto komory 2:              | 305 [dm <sup>3</sup> ]        |           |       |
| Pojemność netto komory 1:               | 255 [dm <sup>3</sup> ]        |           |       |
| Pojemność netto komory 2:               | 255 [dm <sup>3</sup> ]        |           |       |
| Ciężar własny:                          | 150 [kg]                      |           |       |
| Max. załadunek:                         | 120 [kg]                      |           |       |
| Ilość półek:                            | 4                             |           |       |
| Ilość prowadnic / wsporników poziomych: | 8                             |           |       |
| Max. obciążenie półki:                  | 30 [kg]                       |           |       |
| Zakres temperatur:                      | +2...+10 [°C]                 |           |       |
| Warunki otoczenia:                      | +25 [°C] przy 60% HR          |           |       |
| Czynnik chłodniczy:                     | R290                          |           |       |
| Zasilanie:                              | 230/50 [V/Hz]                 |           |       |
| Ilość drzwi zewnętrznych:               | 2                             |           |       |
| Dobowe zużycie energii:                 | 3.2 [kWh/24h] / 3.2 [kWh/24h] |           |       |
| Poziom hałasu:                          | 55 [dB]                       |           |       |
| Moc znamionowa:                         | 400/400 [W]                   |           |       |
| Prąd znamionowy:                        | 1.7/1.7 [A]                   |           |       |

LAUREAT KONKURSU

