

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU AUTOKLAW PRESTIGE MEDICAL CLASSIC 2100 52



Parametr	Wartość
Model	Standard 2100 52
Pojemność [l]	9
Wysokość [mm]	335
Szerokość [mm]	340
Waga [kg]	6,40 kg
Średnica komory [mm]	210
Wysokość komory [mm]	230
Max. długość instrumentów [mm]	228
Maksymalna ładowność [kg]	3
Temperatura sterylizacji [°C]	134
Czas efektywnej sterylizacji [min]	3
Czas trwania całego cyklu [min]	20
Ciśnienie [bar]	2,2
Napięcie zasilania [V]	230
Moc [W]	1250
Częstotliwość [Hz]	50-60
Pokrywa z termometrem i manometrem	Nie
Koszyk	Tak
Drukarka	Tak
CE	Tak
Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji	Tak
Wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie	Tak
Krótką wymagana przerwa między cyklami (5 min)	Tak
Elektroniczny detektor wyłączenia zasilania w przypadku zbyt małej ilości wody	Tak
Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury	Tak
Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia porywy w czasie trwania cyklu	Tak
Gasket Offset Device zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadunku	Tak
Szkolenie	Niewymagane
Gwarancja	12 miesięcy