

Zamrażarka laboratoryjna MLFA 700 S

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 720x840x2040 mm
Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 560x665x1440 mm
Pojemność: 535 litrów
Rodzaj drzwi: Pełne
Ilość półek: 4 szt.
Zakres temp: -10°C do -25°C
Dynamiczny system chłodzenia
Odszranianie automatyczne
Czynnik chłodniczy: R 290
Zużycie energii: 1930 kWh/rok
Poziom głośności: < 50 dB
Zasilanie: 230V - 50Hz
Moc: 500 W
Waga: 140 kg

Opcje:

Półki ze stali nierdzewnej Inox

Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze ze Stali nierdzewnej Inox AISI 304 ułatwia czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się zarazków i bakterii
Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania
Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%
Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C
Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C
Izolacja o grubości 80 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury
Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie zapewniają optymalny obieg powietrza, szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdym otwarciu drzwi
Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 4 półki 650x530 mm
Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie
Otwór Walidacyjny o średnicy 15 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu
Dodatkowa Mobilna Sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temperaturę w dowolnym punkcie komory chłodzenia
Poziome Oświetlenie LED w komorze chłodzenia, aktywowane gdy drzwi są otwarte
4 Koła obrotowe w tym 2 z blokadą umożliwiające łatwe przemieszczanie sprzętu
Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
Panel Sterowania typu ADVANCE z wyświetlaczem cyfrowym
Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego
Zintegrowany Rejestrator Danych umożliwiający szybki dostęp do danych bieżących oraz do danych z ostatnich 12 miesięcy
Złącze USB – wyniki są pobierane przez klucz USB w postaci pliku PDF, który można łatwo przenieść na komputer i wydrukować
Złącze RS 485 – interfejs szeregowy do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów
Wbudowana Bateria umożliwiająca odczytanie historii alarmów i temperatur do 26 godzin w razie awarii zasilania
Funkcja Testowania Alarmów, która umożliwia kontrolę działania systemu alarmowego
Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:
- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii SONDY
- Awarii Zasilania

